



Nouveauté !

Gel WC

ÉCO-RECHARGE À DILUER

En savoir +



Reconstituer son Gel WC :



1

Lavez-vous soigneusement les mains avant toute manipulation.

Verser le contenu de la buchette dans un flacon de 750 ml vide, propre et sec

Retrouvez sur notre site internet, nos protocoles d'ouverture et de nettoyage pour vos flacons WC réutilisables !



2

Ajouter délicatement 465 ml (ou g) d'eau chaude du robinet.

Toujours laisser 3 cm d'air jusqu'au bouchon afin d'éviter tout débordement.



3


Bien revisser le bouchon puis secouer vigoureusement.

ATTENDRE 30 MINUTES SANS RÉOUVRIR LE FLACON !

La reconstitution génère des gaz qui mettent le produit sous pression.

Si vous utilisez de l'eau froide ou que des grumeaux se forment, prolongez le temps de repos.

ASTUCE : Ajoutez une bille de verre propre dans le flacon et secouez à nouveau pour accélérer la dissolution.



4

Attention aux débordements de liquide lors de la première ouverture.

Placer le flacon dans l'évier, secouer à nouveau, puis dévissez lentement le bouchon pour libérer l'excès de gaz et de mousse.



5

Votre gel WC est prêt à être utilisé !

Appliquer le gel sur les parois de la cuvette. Laisser agir environ 15 minutes. Brossez puis rincer en tirant la chasse d'eau.

Pensez à étiqueter clairement votre flacon avec son contenu pour éviter tout risque d'incident domestique.