

# PROTOCOLE

## pour ouvrir un flacon WC afin de le recharger


---

### Si vous utilisez un flacon 750 ml Bulle Verte :



#### POUR OUVRIR LE BOUCHON ROUGE :

Pressez avec le pouce et l'index les deux parties lisses à la base du bouchon. Serrez fort tout en dévissant.



#### POUR RETIRER L'EMBOUT VERSEUR :

Insérez une pointe de couteau à la jointure entre l'embout et le flacon. Tirez vers le haut pour l'enlever.

#### ASTUCE :

Le col accordéon peut se replier pour faciliter le remplissage du flacon.

---

### Si vous utilisez un flacon d'une autre marque :

La plupart des flacons s'ouvrent de la même manière que ceux de BULLE VERTE.

Cependant, certains flacons ne sont pas rechargeables et ne sont donc pas conçus pour s'ouvrir.

Si le bouchon ne se dévisse pas, tentez de forcer l'ouverture avec une pince plate ou multiprise.

Placez la pince autour du bouchon. Agrippez le bouchon des deux côtés et tirez.

